

NOUVEAU
**Crème
EDTA pour
préparation
du canal
radiculaire**
de Septodont



Canal + Cream

Nettoyage du canal radiculaire
et élimination de la boue dentinaire



Canal + Cream - Crème EDTA pour le nettoyage du canal radiculaire et l'élimination de la boue dentinaire


Application

- Préparation du canal radiculaire à l'aide d'instruments endodontiques
- Canaux étroits dans les dents postérieures
- Présence de calcification dans le canal
- Élimination de la boue dentinaire

Composition

EDTA ; PEG

Caractéristiques	Avantages	Bénéfices
Effet lubrifiant	Réduit la friction des instruments endodontiques	Préparation et obturation facile du canal radiculaire
Action de chélation	Élimination des substances non organiques (élimination de la boue dentinaire)	Préparation et nettoyage efficace du canal radiculaire



Distributeur:

Septodont NV - SA - 87 Avenue de la Constitution - 1083 Bruxelles - Belgique

Tél. : +32 (0)2 425 60 37 - Fax : +32 (02) 425 36 82

Pour plus d'informations visitez notre site web: www.septodont.be

