

# Septodont magazine

MAI-JUILLET 2019 numéro 25 - PRIX HORS TVA  
PROMOTIONS VALABLES DU 01/05/2019 AU 31/07/2019

Une préférence pour des  
produits biologiques et purs.

Interview avec le dentiste Marc Schmitt  
sur BioRoot™ RCS p.12

**Dentapen** NOUVEAU

Seringue électronique pour anesthésie  
dentaire de dernière génération p.10

**Septodont sur LinkedIn**

Suivez automatiquement  
nos mises à jour p.3



## Back to the dental ...or the future?



Après plus de 15 ans d'expérience dans l'industrie médicale pour de plus ou moins grands groupes (Abbott, Baxter, Procter & Gamble et récemment Atos Medical), dont une partie en tant que responsable Benelux pour la division professionnelle de Oral-B, j'ai l'immense fierté de rejoindre la grande famille Septodont, une société à taille humaine qui a une longue tradition de qualité dans les dispositifs et médicaments dentaires.

Lors du dernier IDS qui coïncidait avec mon entrée en fonction, j'ai pu réaliser le fantastique développement de l'ensemble des acteurs du monde dentaire. Quelle évolution ! Je crois sincèrement que Septodont a la volonté de s'y démarquer et de poursuivre sa quête d'innovation, telle qu'a pu l'être la Biodentine™...et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi de rejoindre ce groupe ambitieux.

Au plaisir de vous rencontrer et pour certains, de vous revoir prochainement !

Sandro Calay  
General manager - Septodont BENELUX

### 2019 : Où nous retrouver ?

27/04/2019 CSC Namur	<b>Conférence 'L'organisation au cœur du cabinet'</b> Organisation : SMD
18/05/2019 Cinéma Imagibraine, Braine l'Alleud	<b>Conférence 'Le dentiste 4.0'</b> Organisation : APAD
25/05/2019 Kinépolis, Liège	<b>Conférence 'Wonder Woman'</b> Organisation : APAD
28-30/08/2019 BEL.brussels, site de Tour & Taxis	<b>25th European Dental Materials Conference</b> Organisation : DRIM Research group
10-12/10/2019 Dolce, La Hulpe	<b>8<sup>ème</sup> congrès</b> Organisation : SMD
17-18/10/2019 Kortrijk Xpo	<b>Dentist@work</b> Organisation : EasyFairs
25/10/2019 Centre Diamant, Bruxelles	<b>Three-Dimensional Anatomy of the Root Canal System and Its Relationship to the Endodontic Procedures</b> Organisation: BAET

## ÉDITO

Tandis que les températures grimpent et que la nature bourgeoise, chez Septodont aussi, les nouveautés foisonnent sous le soleil. Depuis le mois de mars, Sandro Calay est à la barre de Septodont Benelux. Il nous fait profiter de sa longue expérience et de son savoir-faire exceptionnel, sans oublier sa perspicacité stratégique. L'objectif ? Garantir un service clientèle optimal et un département au fonctionnement bien huilé à l'échelle du Benelux.

Sandro Calay a pris ses nouvelles fonctions chez Septodont à l'occasion du salon IDS à Cologne : un rendez-vous incontournable pour les professionnels du secteur dentaire. Nous y tenions un beau stand qui a suscité beaucoup d'intérêt et d'interaction. Nous vous en disons plus à la page 3.

Envie de faire plus ample connaissance avec notre nouveau general manager ? Lisez l'article à gauche de cette page.

Notre produit BioRoot™ RCS, basé sur des principes biologiques, est désormais une valeur bien établie au sein de notre gamme. Concrètement, ses propriétés bioactives et biocompatibles réduisent les risques de réaction tissulaire.

Le dentiste Marc Schmitt, utilisateur de la première heure, est convaincu des nombreux avantages de ce produit. Il opte toujours pour les produits les plus naturels possible, qui ne libèrent pas d'oligo-éléments toxiques. Pour lui, il était donc évident de choisir l'obturbateur de canal radiculaire BioRoot™ RCS. Il vous explique les raisons de son enthousiasme en pages 12 et 13.

Dans ce magazine, vous trouverez par ailleurs des promotions intéressantes et des actualités pertinentes. Vous souhaitez rester informé des derniers développements chez Septodont et dans votre secteur ? Suivez dès aujourd'hui la page de notre entreprise sur LinkedIn.

Nous vous souhaitons une excellente lecture, si possible sous un magnifique soleil printanier !



Linda Borghgraef  
Marketing Manager - Septodont BENELUX

Septodont respecte la réglementation RGPD. Si vous ne désirez plus recevoir notre magazine, signalez-le par écrit en envoyant un mail à [info@septodont.be](mailto:info@septodont.be)

## IDS: le rendez-vous incontournable pour les professionnels du secteur dentaire

Du 12 au 16 mars, le salon biennal IDS s'est tenu à Cologne. Il s'agit d'un événement international majeur qui s'adresse aux professionnels. Le salon a rassemblé de grands noms venus du monde entier et a attiré une immense foule de visiteurs.

Pour Septodont, chaque nouvelle édition d'IDS est une opportunité à ne pas manquer pour rencontrer les dentistes et les distributeurs, mais aussi pour mettre



nos innovations à l'honneur. Cette fois, nous avons pu compter sur un stand flambant neuf, permettant aux visiteurs de vivre une expérience inédite.

En plus des démonstrations de produits, le réseautage et les conversations avec les visiteurs, le divertissement était aussi au rendez-vous.

## Solution complète d'extraction dentaire

Les extractions dentaires restent une procédure délicate. C'est pourquoi Septodont vous propose une solution complète pour une gestion optimale des soins postopératoires et des éventuelles complications.

Dans notre nouvelle brochure, nous vous invitons à découvrir notre solution intégrale comprenant des hémostatiques, des substituts osseux et un traitement de l'alvéolite sèche.

Voici ses principaux avantages :

- Vous réduisez considérablement les risques de complications pendant et après l'extraction.
- Vous empêchez la résorption de l'os alvéolaire.
- Vous gardez toutes les options de traitement ouvertes.
- Vous préservez votre patient des conséquences indésirables de l'extraction, sur le plan tant fonctionnel qu'esthétique.



Découvrez notre solution complète d'extraction dentaire au gré de quatre petits jeux sur [www.extraction.septodont.game](http://www.extraction.septodont.game) et défiez vos confrères !



Vous vous demandez comment rendre votre procédure d'extraction la plus prévisible possible ? Demandez la brochure à votre responsable régional, ou rendez-vous sur notre site Internet.

## Septodont sur LinkedIn

Avec un demi-milliard d'utilisateurs répartis dans 200 pays, LinkedIn est le plus grand réseau commercial professionnel au monde. Depuis janvier, Septodont Belgique dispose également de sa propre page. Vous y trouverez toutes sortes de contenus intéressants, comme des actualités, des articles et des témoignages.

Vous voulez être parmi les premiers à découvrir les dernières nouvelles de Septodont ?

- Surfez sur notre page LinkedIn : <https://www.linkedin.com/company/septodont-belgium>
- Cliquez sur le bouton **Suivre**
- Vous suivez désormais automatiquement nos mises à jour





**CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS D'INFORMATIONS  
SUR NOS ANESTHESIQUES**





**CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS D'INFORMATIONS  
SUR NOS ANESTHESIQUES**

## PHARMAETHYL

Spray cryo-anesthésique à base de tétrafluoroéthane.

~~€43,00~~

€38,70



- Production d'une cryo-anesthésie dans la cavité buccale, avant l'extraction d'une dent de lait, de racines de dents pyorrhéiques ou pour la ponction d'un abcès.
- Test de vitalité.

CE 0459, classe IIa

Flacon pulvérisateur de 150 ml avec embout doseur

Réf. 0997C

## PULPOFLUORANE

Test de sensibilité pulpaire à base de tétrafluoroéthane.

~~€51,00~~

€46,00



### INDICATIONS

- Test de sensibilité pulpaire.
- Refroidissement des plaques de malaxage.

### CARACTERISTIQUES ET AVANTAGES

- Efficacité supérieure à celle des sprays de chlorure d'éthyle grâce à l'action refroidissante plus importante du tétrafluoroéthane.

Classe I

Flacon pulvérisateur de 235 ml

Réf. 0856C

**CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS D'INFORMATIONS  
SUR NOS ANESTHESIQUES**



**CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS D'INFORMATIONS  
SUR NOS ANESTHESIQUES**



**CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS D'INFORMATIONS  
SUR NOS ANESTHESIQUES**



**CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS D'INFORMATIONS  
SUR NOS ANESTHESIQUES**



# DENTAPEN

*by Septodont*

le **PARTENAIRE IDEAL**  
de votre cabinet dentaire



Sans fil

Sans effort

Sans douleur

**Dentapen,  
la seringue électronique  
pour anesthésie dentaire  
dernière génération**

- Répond aux besoins de votre cabinet
- Répond aux besoins de vos patients
- Répond aux besoins de votre pratique quotidienne

Découvrez Dentapen dans ce video



## DENTAPEN

- Une seringue électronique
- Sept porte-cartouches
- Sept « finger-grips » dont 2 spécialement conçus pour les spix
- Trois piles universelles
- 25 poches de protection

€1700,00

CE 2460  
Ref. 04761



**Ergonomique et légère**  
(40g)



**Autonome et maniable**  
sans fil - sans pédale - sans console



**3 vitesses d'injection**  
pour une meilleure gestion de vos injections



**Flux constant**  
2 modes: mode intraligamentaire ou progressif




## Aiguilles Septoject

MANAGING PAIN FOR  
**YOUR PRACTICE**



### SEPTOJECT®

Le tranchant qui se voit

Par boîte  
€11,00



PAR 10  
BOITES

€75,00

#### CARACTERISTIQUES ET AVANTAGES

- Excellente pénétration tissulaire grâce à une aiguille de haute qualité à triple biseau, avec une canule polie et siliconée
  - Tube d'acier inoxydable chirurgical de grade élevé pour réduire le risque de cassure
  - Indicateur de biseau pour en assurer la bonne orientation
  - Embase plastique à pas de vis métrique
  - Stérilisé par rayon Gamma
- CE 0459, classe IIa

Référence	Taille	Diamètre	Code Couleur
1603J	X court - 12 mm	30 G	
1601H	court - 21 mm	30 G	
0430T	court - 25 mm	30 G	
0432V	court - 21 mm	27 G	
1600G	long - 35 mm	27 G	

Boîte de 100 aiguilles dentaires stériles à usage unique

### SEPTOJECT® XL

Diamètre interne plus large pour un meilleur confort

Par boîte  
€12,75



PAR 10  
BOITES

€95,00

#### CARACTERISTIQUES ET AVANTAGES

- Confort : le diamètre interne plus large nécessite moins d'effort pour injecter, même dans les tissus denses
  - Confort : flux local d'anesthésique avec moins de pression
  - Flexibilité accrue grâce aux parois plus fines.
  - Amélioration de l'aspiration
  - Même pénétration tissulaire qu'avec une aiguille classique (triple biseau et canule siliconée)
  - Stérilisé par rayon gamma
- CE 0459, classe IIa

Référence	Taille	Diamètre	Code Couleur
2028L	X court - 12 mm	30 G	
2219J	court - 21 mm	30 G	
2027K	court - 25 mm	30 G	
1983Z	court - 21 mm	27 G	
2220K	long - 35 mm	27 G	
2653B	long - 42 mm	27 G	

Boîte de 100 aiguilles dentaires stériles à usage unique

### SEPTOJECT® EVOLUTION

Biseau-scalpel pour une meilleure maîtrise et une meilleure précision

Par boîte  
€15,30



PAR 10  
BOITES

€105,00

Septoject® Evolution a été conçu pour une pénétration plus douce, entraînant moins de déplacement de tissus. Ceci signifie moins d'inconfort pour vos patients, même lors d'injections multiples. Pour vous, moins de force à appliquer pour faire pénétrer l'aiguille, associée à une déflexion significativement réduite, vous apporte une meilleure maîtrise et une meilleure précision.



Utiliser l'aiguille Septoject Evolution en combinaison avec Dentapen pour des injections intraligamentaires.

#### CARACTERISTIQUES ET AVANTAGES

- Contrôle et précision accrue pour vous
  - Réduction de l'inconfort pour vos patients
  - Indicateur et orientation du biseau
  - Stérilisation par rayon gamma
- CE 0459, classe IIa

Référence	Taille	Diamètre	Code Couleur
5748E	court - 9 mm	30 G	
5749F	court - 16 mm	30 G	
5750G	court - 25 mm	30 G	
5984G	X court - 9 mm	27 G	
5985H	court - 16 mm	27 G	
5751H	court - 25 mm	27 G	

Boîte de 100 aiguilles dentaires stériles à usage unique



Marc Schmitt

- Licencié en médecine dentaire à l'UZ Gent
- 4 ans assistant en pédodontie du Prof. L. Martens

## Une préférence pour **des produits biologiques et purs**

La dentisterie biologique ne cesse de gagner du terrain. Et les matériaux purs, biocompatibles et surtout bioactifs sont de plus en plus souvent utilisés dans les cabinets dentaires. Septodont est pleinement convaincu de l'importance des matériaux d'obturation biologiques. Dès 2001, nous lançons le substitut dentinaire Biodentine™ et, en 2016, c'était au tour du ciment pour canal radiculaire BioRoot™ RCS. Il s'agit de deux ciments purs à base de silicate tricalcique. Nous avons demandé au dentiste Marc Schmitt de nous faire partager son expérience de ces deux produits qu'il utilise dans son cabinet à Overmere.

Vous avez utilisé BioRoot™ RCS dès son introduction sur le marché belge. Quelles sont les raisons de cet intérêt immédiat pour notre produit ?


« Tout d'abord, j'ai confiance en Septodont et je connais la qualité de vos produits. Et puis, je travaille déjà avec Biodentine™ depuis des années et j'obtiens des résultats très positifs. Lorsque j'ai entendu parler d'un obturateur de canal radiculaire basé sur la même technologie, cela m'a immédiatement intéressé. »

Concrètement, est-ce bien de la technologie ABS (Active Bio-Silicate) que vous nous parlez ici ? Une technologie qui met l'accent sur la pureté, la biocompatibilité et la bioactivité...

« Exactement. J'aime suivre les dernières tendances, surtout lorsqu'elles font la part belle aux aspects biologiques. En toutes circonstances, je privilégie les produits naturels, donc sans résine synthétique et sans matériaux toxiques. »

Quelles grandes différences avez-vous notées depuis que vous travaillez avec BioRoot™ RCS ?

« La facilité d'utilisation est un atout majeur. Avant, je travaillais avec l'AH 26, ce qui impliquait de manipuler deux tubes pour obtenir la consistance voulue. Avec BioRoot™ RCS,





je mélange simplement une cuillère rase avec cinq gouttes, et j'ai la certitude d'avoir la composition souhaitée. Je pourrais éventuellement encore adapter la consistance en ajoutant une goutte de plus ou de moins. Mais pour moi, le résultat est toujours parfait avec cinq gouttes. Autre aspect important : avant, les patients me rappelaient après le traitement pour demander si la douleur était normale. Depuis que je suis passé à Bioroot™ RCS, je reçois considérablement moins d'appels de ce type. Les cas d'inflammation sur les racines sont en recul, ce qui est une excellente nouvelle.

## « La technique d'obturation à froid en combinaison avec BioRoot™ RCS donne des résultats particulièrement prévisibles et fiables. »

### Comment utilisez-vous BioRoot™ RCS ?

« J'applique la technique du cône unique. Mon assistante se charge de la préparation. C'est une véritable experte en la matière. Le matériau présente donc toujours la consistance optimale pour le traitement en question. »

### Avez-vous une idée du nombre de patients que vous avez déjà traités avec BioRoot™ RCS ?

« Dans notre cabinet, nous pratiquons quatre à cinq dévitalisations par semaine, ce qui représente environ deux cents traitements par an. En trois ans, nous arrivons donc à un total de six cents, car j'adresse uniquement les cas vraiment complexes à mes confrères plus spécialisés. »

### Pourquoi recommanderiez-vous BioRoot™ RCS à vos confrères ?

« D'une part en raison de l'aspect biologique, qui permet de diminuer les risques d'inflammation des tissus. Et d'autre part pour la simplicité d'utilisa-

tion. Nous n'avons pour ainsi dire pas eu de courbe d'apprentissage lors de notre passage à BioRoot™ RCS. En effet, la technique du cône unique est simple. De plus, la combinaison de la technique d'obturation à froid et de BioRoot™ RCS donne des résultats extrêmement prévisibles et fiables. »

### En fin de compte, que pensez-vous de BioRoot™ RCS ?

« Je suis convaincu de la qualité de ce produit, et je le recommande vivement. Il faut l'essayer, c'est tout ! » (rires)



À ce jour, le dentiste Marc Schmitt a aussi accumulé près de dix ans d'expérience avec Biodentine™. Curieux de savoir pourquoi il a choisi ce produit et pourquoi il le considère aujourd'hui comme un incontournable en dentisterie ? Découvrez les explications dans son témoignage sur notre chaîne YouTube.

[www.youtube.com/user/septodontbelgique](http://www.youtube.com/user/septodontbelgique)



## UN ARTICLE À NE PAS MANQUER !



Professeur Dammaschke : Cytotoxic effects of four different root canal sealers on human osteoblasts

Le professeur Dammaschke et son équipe de l'université de Münster ont étudié les effets de différents obturateurs de canal radiculaire sur les ostéoblastes humains : AH-Plus avec résine époxy, Pulp-Canal-Sealer avec oxyde

de zinc-eugénole, MTA-Fillapex et BioRoot™ RCS avec silicate de calcium.

Le résultat est sans équivoque : en termes de biocompatibilité, BioRoot™ RCS est le matériau par excellence pour les traitements endodontiques. De plus, il est bioactif et exerce une influence positive sur le métabolisme cellulaire.

Vous pouvez consulter l'étude « Cytotoxic effects of four different root canal sealers on human osteoblasts » sur notre site Internet : [www.septodont.be](http://www.septodont.be) dans la rubrique BioRoot™ RCS.





# BioRoot™ RCS

Root Canal Sealer

## Haute étanchéité et bien plus



Nous savons que l'échec d'un traitement canalaire peut avoir des conséquences importantes pour vous et vos patients.

Avec BioRoot™ RCS, accédez à une nouvelle génération d'obturation minérale vous offrant une combinaison innovante de propriétés :

- Haute étanchéité
- Propriétés anti-microbiennes
- Favorise la cicatrisation péri-apicale
- Obturations et suivis facilités

### BIOROOT™ RCS

Emballage de 35 applications

- Flacon avec 15 g de poudre

- 35 mono doses de liquide

€141,00 + support de mélange en verre

CE 0473, classe III

Réf. 9015Y

€260,00

2 PIÈCES  
POUR

+ support de  
mélange en verre



Consultez la  
vidéo démo



Souhaitez-vous une  
démonstration au cabinet ?

Contactez dès lors notre service clientèle  
ou votre responsable régional.

### SAVIEZ-VOUS QUE



BioRoot™ RCS est basé sur un brevet unique en technologie ABS de Septodont?

- Une plateforme technologique unique de matériaux biocompatibles et bioactifs
- Un silicate tricalcique interne synthétisé pour assurer une pureté optimale
- Un contrôle rigoureux durant la phase de production pour garantir un produit de haute qualité



## IRRIGATION

### PARCAN

Solution stabilisée d'hypochlorite de sodium à 3%.

€32,50



CE 0459, classe III  
3 flacons de 120 ml  
(plastique)  
Réf. 1910X

### CANAL+

Gel EDTA, lubrifiant et hydrosoluble.

€37,00



#### CARACTERISTIQUES ET AVANTAGES

- Permet un alésage mécanique plus facile et plus rapide.
- Optimise le nettoyage du système canalaire s'il est utilisé en association avec la solution d'irrigation Parcan, grâce aux propriétés effervescentes du peroxyde de carbamide.

CE 0459, classe IIa  
Seringue de 5 g, 15 embouts applicateurs  
Réf. 2319F

### LARGAL ULTRA

Chélatant pour l'alésage chimique des canaux à base d'EDTA et de CETRIMIDE.

€52,50



CE 0459, classe IIa  
Flacon de 125 ml  
Réf. 4698V

### ENDO-PERIO NEEDLES

Canules d'irrigation endocanalaire à bout mousse et ouverture latérale.

~~€69,50~~

€59,00

Boîte de 100 canules



Références :  
ES501 23G / 0,60 x 33 mm (bleu)  
ES511 27G / 0,40 x 33 mm (jaune)  
ES521 30G / 0,30 x 33 mm (mauve)



### R4

Solution pour assainissement endodontique à base de Chlorhexidine.

~~€45,00~~

€41,00

#### CARACTERISTIQUES ET AVANTAGES

- Basse tension de surface afin d'assurer la pénétration de la solution dans les tubuli dentinaires
- Large spectre et action rapide sur les agents pathogènes du système canalaire (testé sur treize souches bactériennes anaérobies)
- Formule non irritante, bien tolérée par les tissus péri-apicaux
- Effet durable

CE 0459, classe III  
Flacon de 13 ml  
Réf. 5721D

## MEDICATION INTRACANALAIRE

**CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS D'INFORMATIONS SUR SEPTOMIXINE.**



## OBTURATION DEFINITIVE

### ENDOMETHASONE N POUDRE

Sans formaldéhydes

€105,00

CE 0459, classe III  
Flacon de 42 g de poudre  
Réf. 3425W

€56,30

CE 0459, classe III  
Flacon de 14 g de poudre  
Réf. 2613N



### ENDOMETHASONE LIQUIDE

~~€27,50~~

€25,00

CE 0459, classe IIa  
Flacon de 10 ml de liquide  
Réf. 2622W



### POINTES GUTTA-PERCHA 2%

Par numéro

~~€22,00~~

€16,50

Par assortiment

~~€52,00~~

€41,00



CE 0197, classe IIa  
Par numéro : 15,20,25,30,35,40,50 (100 pointes)  
Assortiment : 15,20,25,30,40,50 (300 pointes)

### SEPTOPOINTES POINTES PAPIER 2%

Par numéro ou par assortiment

~~€22,00~~

€16,50



CE 0197, classe IIa  
Par numéro : 15,20,25,30,35,40,50 (300 pointes)  
Assortiment : 15,20,25,30,40,50 (300 pointes)

## DESOBTURATION

### GUTTASOLV

Désobturation des canaux pour  
GUTTA-PERCHA

€39,00



#### CARACTERISTIQUES ET AVANTAGES

- Solution d'eucalyptol à 100%
- Facilite l'élimination des obturations endodontiques à base de gutta-percha
- Ramollit les matériaux d'obturation à base de gutta-percha, ce qui permet un gain de temps et une désobturation efficace
- Ramollit les cônes en gutta-percha afin de permettre une parfaite adaptation entre le cône maître et les parois canalaire
- Permet de fabriquer des cônes de gutta-percha adaptés à des situations cliniques spécifiques

CE 0459, classe IIa  
Flacon de 13 ml  
Réf. 2141U

### ENDOSOLV

Ce solvant permet de ramollir les ciments de type eugénate classique et de type résine phénoplaste.

€39,00



Solvant des ciments d'obturation canalaire dans le cas d'un retraitement.

CE 0459  
Flacon de 13 ml  
Réf. 9621I

PACK  
GUTTASOLV  
+ ENDOSOLV

€70,00

## CIMENT TEMPORAIRE

### EUGENOL

Ciment pour l'obturation canalaire.  
Propriétés antalgiques et antiseptiques.  
Se mélange aux poudres à base d'oxyde de zinc pour l'obturation canalaire.

€30,00



Flacon de 45 ml  
Réf. 1908V

### POUDRE A BASE D'OXYDE DE ZINC

€35,00



Pot de 190 g de poudre  
Réf. 9472P



Plus de 600 études cliniques appuient les avantages de Biodentine™ aussi bien pour les procédures restauratives, endodontiques que pédiatriques!



ACTIVE BIOSILICATE TECHNOLOGY

### BIODENTINE™

15 applications

~~€185,00~~ €145,00

Biodentine™ est le premier matériau biocompatible et bioactif « tout-en-un » indiqué pour la réparation des atteintes dentaires. Biodentine™ stimule la reminéralisation dentinaire, préserve la vitalité de la pulpe et en favorise la cicatrisation. Dotée de propriétés biologiques et mécaniques similaires à celles de la dentine naturelle, Biodentine™ la remplace avantageusement.

CE 0459, classe III  
Réf. 5470N

### BIODENTINE™ PACK

2 x BIODENTINE™

2 x 15 applications

(2 x €185,00) ~~€370,00~~

€280,00

15 APPLICATIONS

€145,00

2 X  
15 APPLICATIONS

€280,00

### BIODENTINE™

#### VIBREUR

Temps de fonctionnement réglable, fréquence d'oscillation de 4.500 t/min.

Réf. 8986R

~~€260,00~~

€199,00

### OFFRE D'INTRODUCTION

2 x BIODENTINE™

2 x 15 applications

#### VIBREUR

(2 x €185,00) ~~€370,00~~

€260,00

~~€630,00~~

€420,00



### RACEGEL

Pleine puissance pour la préparation gingivale

~~€99,50~~

**€75,65**

Racégel est un gel thermogélifiant réversible unique pour la préparation sulculaire. Il est simple à appliquer et tout aussi facile à éliminer après utilisation.



Classe I

- 3 seringues de 1,4 g gel
  - 30 embouts applicateurs
- Réf. 5901B



Conserver RACEGEL dans le réfrigérateur pour renforcer l'effet thermogélifiant.

### RACECORD CAPS

Pâte de rétraction gingivale temporaire

~~€155,00~~

**€119,00**

- Facile et sans fil
- Dégagement de votre champ opératoire en contrôlant vos fluides - effet hémostatique (15% de chlorure d'aluminium)



Classe I

- 20 capsules de 0,5 g
  - 20 embouts applicateurs Luer-Lock
- Réf. 8926J

### SOLUTION RACESTYPTINE

Solution pour rétraction gingivale

~~€35,00~~

**€27,00**

Solution de chlorure d'aluminium à 25% pour un effet astringent doux et avec d'excellentes propriétés hémostatiques.



Classe I

- Flacon de 13 ml
- Réf. 0165J



### PERFEXIL PLATINIUM + PUTTY

Matériel d'empreintes très stable et précis.

~~€102,00~~

**€76,50**

1 pot de 400 g (280 ml) base (blanc)  
+ 1 pot de 400 g (280 ml) catalyseur (couleur)

Classe I

- Réf. 4877S Putty soft (vert)
- Réf. 4879U Putty soft rapide (bleu)
- Réf. 4875Q Putty hard (gris)
- Réf. 4881W Putty super soft rapide (bleu-turquoise)

### PERFEXIL PLATINIUM + CARTOUCHES

2 x 50 ml, 12 embouts applicateurs

~~€69,00~~

**€51,75**

Classe I

- Réf. 4885A Cartouches superlight (jaune)
- Réf. 4873O Cartouches light (saumon)
- Réf. 4871M Cartouches light rapide (orange)
- Réf. 4883Y Cartouches regular (violet)

### PLASTALGIN & PLASTALGIN FAST

Alginate

10 pièces

~~€111,00~~

**€79,00**

Alginates de classe A pour des empreintes précises.

CARACTERISTIQUES ET BENEFICES

- Disponible en temps de prise normal (Plastalgin) et rapide (Plastalgin Fast)
- Mélange facile et rapide sans bulles ni hétérogénéités.



PLASTALGIN

- Normal - vert
- Arôme : pomme
- Classe I
- Sachet de 454 g
- Réf. 5942Q

PLASTALGIN FAST

- Rapide - bleu
- Arôme : abricot
- Classe I
- Sachet de 454 g
- Réf. 2045C



## HYGIENE

### INSTRUMENTS

#### ENDOCLEAN ULTRA

Solution de nettoyage et de pré-désinfection des instruments d'endodontie.

- Sans aldéhyde
- Prêt à l'emploi
- Peut être utilisé en cuve à ultrasons
- Temps de contact : 15 minutes

Bidon de 2 litres

~~€42,00~~

€37,80



CE 0459, classe IIb  
Bidon de 2 litres  
Réf. 9307E

### SURFACES

#### VAPOSEPT PLUS

Désinfection à action rapide des dispositifs médicaux préalablement nettoyés et résistants à l'alcool.

- Sans aldéhyde
- Temps de contact : 30 secondes

1 bidon de 5l

~~€114,00~~

€102,60



CE 0459, classe IIb  
Bidon de 5 litres  
Réf. 5733P

### MAINS

#### DERMAFILM GEL

Gel hydro alcoolique pour la désinfection des mains.

- Conçu pour l'hygiène et la désinfection chirurgicale
- Sans parfum
- Temps de contact : 30 secondes

6 flacons

~~€105,00~~

€79,00



6 flacons de 500 ml + 6 pompes doseuses  
Réf. 5412H



## RESTAURATION

### COMPOSITE

#### N'DURANCE® SERINGUES & TIPS

Composite avec la technologie Nano-dimer pour les restaurations antérieures et postérieures : meilleure biocompatibilité et durabilité.

Radio-opacité supérieure.

~~€65,00~~

€55,25



CE 0459, classe IIa  
Composite - seringue : 1 seringue de 4,5 g

Classe I  
Composite - tips : 20 tips de 0,25 g  
Teintes disponibles : A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, TR, BW ou UO

### FOND DE CAVITÉ

#### SEPTOCAL LC

- Coiffage indirect de la pulpe
- Matériau photopolymérisable, radio-opaque, mono-composant
- Fond de cavité pour tous les matériaux d'obturation
- Contient de l'hydroxide de calcium

~~€70,00~~

€63,30



CE 0482, classe IIa  
2 seringues de 2 g + 20 embouts ultrafins  
Réf. 9605T

### OBTURATION TEMPORAIRE

#### CIMPAT LC

Matériau d'obturation temporaire photo-polymérisable

- Matériau d'obturation temporaire photo-polymérisable
- Restauration provisoire pour préparations d'inlays/onlays.
- Demeure résistant après la polymérisation pour un meilleur confort du patient entre les rendez-vous.

~~€32,00~~

€29,10



CE 0482, classe IIa  
1 seringue de 4 g  
Réf. 0871F

# Nos représentants à votre service :



Hainaut  
Bruxelles  
Brabant Wallon  
**Sonia D'Onofrio**  
+32 (0)477 99 74 49  
sdonofrio@septodont.com



Bruxelles  
Brabant-Wallon  
Namur  
**Luc Dekelver**  
+32 (0)470 29 29 66  
ldelkerver@septodont.com



Liège  
Luxembourg  
Grand-Duché de Luxembourg  
**Bernadette Martin**  
+32 (0)475 89 66 17  
bmartin@septodont.com



Flandre Orientale  
Flandre Occidentale  
**Lien Beyen**  
+32 (0)475 23 61 69  
lbeyen@septodont.com



Limbourg  
Anvers  
**Nathalie Masset**  
+32 (0)496 41 92 92  
nmasset@septodont.com



Brabant Flamand  
Flandre Orientale  
**Céline Mukarubibi**  
+32 (0)476 98 10 39  
cmukarubibi@septodont.com



Support vente nl  
**Evelyn De Groot**  
Tél. +32 (0)2 421 43 20  
Fax +32 (0)2 425 36 82  
order@septodont.be



Support vente fr  
**Robert Cruybeke**  
Tél. +32 (0)2 421 43 23  
Fax +32 (0)2 425 36 82  
commande@septodont.be

## DETARTRINE

Pâte prophylactique

- Traitement prophylactique après détartrage
- Polissage des surfaces dentaires

~~€55,00~~

MAINTENANT  
POUR

€50,00

Pot de 150 g  
Classe 1  
Réf. 0284Y



## DETARTRINE TUBE

Pâte prophylactique disponible en tubes de 65 ml pour une dispensation plus hygiénique et plus précise.

~~€30,00~~

MAINTENANT  
POUR

€24,80

Disponible en deux niveaux d'abrasion afin de répondre à toutes les situations cliniques :

DETARTRINE 100ZF

- Contient du zirconium et du fluor (blanc)
- Adéquat pour la plupart des procédures de nettoyage nécessitant un haut niveau de polissage tout en participant à la reminéralisation des surfaces dentaires

Classe I

Réf. 5671F



DETARTRINE 150Z

- Contient du zirconium (rose)
- Idéal pour le polissage initial et en présence de colorations exogènes substantielles.

Classe I

Réf. 5670E



## EPICREM

Protection des mains.

- Protège les peaux irritées par le port des gants
- Crème non grasse au parfum délicat
- Pénètre facilement, assurant ainsi une protection efficace de l'épiderme

€12,00

3 TUBES  
POUR

€33,40

Tube de 100g  
Réf. 9513F

